

PROPOZYCJE KOLUMN KENDROPORT DLA OIT

Kolumna sześciokątna (hexagonalna) dwustronna (na dwa łóżka)

Proponowane wyposażenie podstawowe

K100H-ALFA0

pneumatyczne hamulce przegubów	
lampa zabiegowa mocowana do ramienia	
półka 450 x 500mm	6 szt.
szuflada / zamek w opcji	2 szt.
wieszak przegubowy pomp i kroplówek	2 kpl.
gniazda elektryczne 230V	12 szt.
gniazda wyrównania potencjału	12 szt.
gniazda gazowe:	
O2 tlen	4 szt.
AIR sprężone powietrze 0,5	4 szt.
VAC próżnia	4 szt.
sygnalizator stanu gazów	1 szt.



K100H-ALFA0

Cena w EURO
od 6 850,00 €

Kolumna na dwa łóżka z szerokimi półkami (800 mm) na aparaturę

Proponowane wyposażenie podstawowe

K100S-ALFA100

pneumatyczne hamulce przegubów	
lampa zabiegowa mocowana do ramienia	
półka 450 x 500mm	3 szt.
szuflada / zamek w opcji	1 szt.
wieszak przegubowy pomp i kroplówek	2 kpl.
gniazda elektryczne 230V	16 szt.
gniazda wyrównania potencjału	8 szt.
gniazda gazowe:	
O2 tlen	4 szt.
AIR sprężone powietrze 0,5	4 szt.
VAC próżnia	4 szt.
sygnalizator stanu gazów	1 szt.



K100S-ALFA100

Cena w EURO
od 6 900,00 €