

MASKI TWARZOWE

Respireo Primo F

- **wyposażona w port wydechowy**
- dostępne rozmiary: S, M, L
- waga: 140g
- przestrzeń martwa: 215ml (rozmiar L)
- wymienna silikonowa poduszka
- regulowane ramię podpory czołowej
- port tlenowy
- **zawór bezpieczeństwa**
- umocowanie maski: plastikowe klamry



Respireo Primo F (bez portu wydechowego)

- **brak portu wydechowego**
- dostępne rozmiary: S, M, L
- waga: 140g
- przestrzeń martwa: 215ml (rozmiar L)
- wymienna silikonowa poduszka
- regulowane ramię podpory czołowej
- port tlenowy
- **brak zaworu bezpieczeństwa**
- umocowanie maski: plastikowe klamry



MASKI NOSOWE

Respireo Primo N

- maska nosowa z silikonową poduszką
- dostępne rozmiary: S, M, L
- wersja z portem lub bez portu wydechowego
- **waga: 88g**
- przestrzeń martwa: 114ml
- wymienna silikonowa poduszka
- **regulowane ramię podpory czołowej**
- port tlenowy
- umocowanie maski: zestaw plastikowych zaczepów



Respireo N

- maska nosowa z silikonową poduszką
- dostępne rozmiary: S, M, L
- wersja z portem lub bez portu wydechowego
- **waga: 77g**
- przestrzeń martwa: 114ml
- wymienna silikonowa poduszka
- **nieruchome ramię podpory czołowej**
- port tlenowy
- umocowanie maski: zestaw plastikowych zaczepów



DANE KONTAKTOWE

Maciej Markiewicz
Kierownik Sprzedaży i Działu Serwisu
tel. kom. 501-360-466
e-mail: m.markiewicz@bjeska.pl

Adam Zabrzęski
Konsultant ds. Sprzętu Medycznego
tel. kom. 505-536-208
e-mail: a.zabrzęski@bjeska.pl

Jarosław Bryl
Konsultant ds. Sprzętu Medycznego
tel. kom. 505-998-552
e-mail: j.bryl@bjeska.pl