

Kamera endoskopowa

CV-3000



1-chipowa kamera endoskopowa o wysokiej czułości przetwornika CCD. Z wyjściem DVI o rozdzielczości do Full HD, gwarantującym doskonałą jakość obrazu. Ergonomiczna główka kamery ułatwiająca przeprowadzanie zabiegów chirurgicznych.

Podstawowe informacje

- > Przetwornik CCD o wysokiej czułości
- > Wyjście DVI o rozdzielczości do Full HD (1920 x 1080 pikseli)
- > Częstość ramek 50/60 Hz
- > Funkcja „zamrożenia” obrazu
- > 2,5x zoom
- > System PAL / NTSC
- > Funkcja automatycznego ustawiania balansu bieli
- > Menu wyświetlane na monitorze (OSD)
- > Możliwość wprowadzania danych pacjenta za pomocą zewnętrznej klawiatury


Zalety

- > Predefiniowane ustawienia dla różnych zabiegów endoskopowych
- > Programowalne przyciski sterowania na główce kamery
- > Ergonomiczna, lekka i wodoodporna główka kamery
- > Doskonałe odzwierciedlenie kolorów
- > Bardzo wysoka rozdzielczość prezentowanego obrazu

Parametry techniczne

KONSOLA (3000-10 / 3000-11)

Zasilanie	100-240 VAC; 50-60 Hz
Typ części aplikacyjnej	Część aplikacyjna - typ BF
Standard CE	EN 60601-1; EN60601-1-2; IEC60601-2-18
Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę	IP20
Rozdzielczość	1024x768 1280x1024 1280x720 1920x1080 1920x1200
Sensor obrazu	1/3" CCD
System video	PAL / NTSC
System skanowania	Z przeplotem
Balans bieli	Automatyczny
Minimalne oświetlenie	0,1 lux
Częstotliwość ramek	50 / 60 Hz
Wyjścia sygnału video	DVI-D, RGB HV, S-Video, Composite Video,
Złącza	RS232, PS/2



GLÓWKA KAMERY (3000-10H / 3000-11H)

Waga	90g
Długość kabla	3m
Typ mocowania adaptera	C-mount
Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę	IPX7



ADAPTER KAMERY

Ogniskowa	14mm, 18mm, 20mm, 22mm, 25mm, 28mm, 32mm, 35mm oraz ZOOM 18-35mm
Rozmiar	1/2"
Typ mocowania	C-mount



PRODUCENT:
Vimex Sp. z o.o.
ul. Górnych Wąłów 15 lok. uż. 3
44-100 Gliwice, Polska

Telefon: 32 230 86 82
Faks: 32 230 86 83
E-mail: sales@vimex.eu
www.vimex-endoscopy.com



INNOVATIVE ECONOMY
NATIONAL COHESION STRATEGY



EUROPEAN UNION
EUROPEAN REGIONAL
DEVELOPMENT FUND



Project co-financed by the European Union from European Regional Development Fund