

Hełmowa REWOLUCJA



Intensywna terapia
Hematologia
Choroby zakaźne
Opieka domowa

HEŁMY ZIP

HEŁMY ZIP

Indywidualne hełmy do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, do stosowania przy PSV-ASB, BiPAP i CPAP. Zaopatrzone w szczelny suwak pozwalający na szybki i łatwy dostęp do twarzy pacjenta.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

- Suwak gazoszczelny na obwodzie 240°
- Wykonane z biokompatybilnych tworzyw sztucznych
- W górnej części dodatkowe przelotki do mocowania
- Obustronnie symetryczne złącza pozwalające na wygodne podłączanie przewodów po wybranej stronie pacjenta
- Uszczelnione porty dostępowe o średnicach od 3 do 19 mm
- Paski z atestowanego medycznie tworzywa przeciwbakteryjnego Coolmax®
- Przyłącza ISO: 15M, 22 M oraz 22F
- Nie zawierają lateksu



ZALETY

- Szybki dostęp do twarzy pacjenta
- Możliwość prowadzenia pielęgnacji, karmienia i wybudzania bez zdejmowania hełmu
- W trybie PSV-ASB przelotki do mocowania hełmu poprawiają reakcję na wyzwalanie oddechu i synchronizację pacjenta z respiratorem
- Dzięki możliwości dwukierunkowego przepływu gazów zawór DIMAR PEEP chroni przed uduszeniem w przypadku spadku ciśnienia w układzie
- Możliwość zamiany dopływu i odpływu gazu lub podłączenia ich po jednej stronie; w takim wypadku pacjenta można układać na boku.



NIVM 6R ZIP

Hełm do nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej, który można stosować w trybach PSV-ASB, BiPAP i CPAP. Sześć złącz ISO umieszczonych na usztywnionym pierścieniu zwiększa skuteczność, praktyczność i wygodę. Podłączenie do usztywnionego pierścienia zmniejsza zwłokę reakcji wyzwalenia wdechu.



COMFORT ZIP

Hełm do CPAP i BiPAP dla dzieci i dorosłych. Brak usztywnionego pierścienia zapobiega ryzyku owrzodzenia skóry szyi. Wysoki komfort umożliwia długotrwałe używanie w szpitalu i opiece domowej.



COMFORT NEO-PAED ZIP

Hełmy CPAP dla noworodków o masie ciała 3–5 kg i dzieci o masie ciała 5–15 kg. Brak usztywnionego pierścienia zapobiega ryzyku powstania owrzodzenia szyi pacjenta. Płytki mocująca wykonana z atestowanego medycznie tworzywa Coolmax®.

DLA NOWORODKÓW	500/5447	3–5 kg
DLA DZIECI	500/5448	5–15 kg

NIMV 6R ZIP	COMFORT ZIP	ROZMIAR
600/5234	500/5441	XS
600/5235	500/5442	S
600/5236	500/5443	M
600/5237	500/5444	L
600/5238	500/5445	XL
600/5239	500/5446	XXL

- opakowania pojedyncze
- opakowania zbiorcze po 5 szt.

Możliwość wykonywania różnych modeli, w różnych wersjach, pakowanych zgodnie z życzeniem odbiorcy.



REG. N. 24039
UNI EN ISO 9001:2008
UNI EN ISO 13485:2004



Covidien Polska Sp. z o.o.
00-243 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162
+48 22 3122000 [t], +48 22 3122020 [f]
www.covidien.com