



- 01 | ARTHROSCOPY
- 02 | GYNECOLOGY
- 03 | LAPAROSCOPY**
- 04 | ENT
- 05 | THORACOSCOPY
- 06 | UROLOGY
- 07 | BRONCHOSCOPY
- 08 | PAEDIATRY
- 09 | SCOPE WITH
ANGLED EYEPIECE
- 10 | ACCESSORIES

LAPAROSCOPY

Die Laparoskopie bzw. Bauchspiegelung wird der minimal-invasiven Chirurgie (MIC) zugerechnet. Hierbei nimmt der Arzt mittels eines optischen Instruments Eingriffe innerhalb der Bauchhöhle vor.

The laparoscopy or abdominoscopy belongs in the category of minimally invasive surgery (MIS). Here, the doctor performs operations within the abdominal cavity by means of an optical instrument.




Article number Artikelnummer	Ø Diameter Ø Durchmesser	Direction of View Blickrichtung	Working Length Nutzlänge
EL-0500.00.292	5,0 mm	0°	292,5 mm
EL-0500.00.310	5,0 mm	0°	310,0 mm
EL-0500.30.292	5,0 mm	30°	292,5 mm
EL-0500.30.302	5,0 mm	30°	302,0 mm
EL-0500.30.310	5,0 mm	30°	310,0 mm
EL-0500.30.430	5,0 mm	30°	430,0 mm
EL-0500.30.450	5,0 mm	30°	450,0 mm
EL-0500.45.292	5,0 mm	45°	292,5 mm
EL-0500.45.310	5,0 mm	45°	310,0 mm
EL-0500.70.310	5,0 mm	70°	310,0 mm
EL-0520.00.292	5,2mm	0°	292,5 mm
EL-0520.30.292	5,2mm	30°	292,5 mm
EL-0520.45.292	5,2mm	45°	292,5 mm
EL-0520.70.292	5,2mm	70°	292,5 mm
EL-0540.00.292	5,4mm	0°	292,5 mm
EL-0540.30.292	5,4mm	30°	292,5 mm
EL-0540.45.292	5,4mm	45°	292,5 mm
EL-0540.70.292	5,4mm	70°	292,5 mm

Available Directions of View Verfügbare Blickrichtungen

0° 

30° 

45° 

70° 



Die Laparoskopie bzw. Bauchspiegelung wird der minimal-invasiven Chirurgie (MIC) zugerechnet. Hierbei nimmt der Arzt mittels eines optischen Instruments Eingriffe innerhalb der Bauchhöhle vor.

The laparoscopy or abdominoscopy belongs in the category of minimally invasive surgery (MIS). Here, the doctor performs operations within the abdominal cavity by means of an optical instrument.



Article number Artikelnummer	Ø Diameter Ø Durchmesser	Direction of View Blickrichtung	Working Length Nutzlänge
EL-0540.30.299	5,4 mm	30°	299,0 mm
EL-0550.00.310	5,5mm	0°	310,0 mm
EL-0550.00.495	5,5mm	0°	495,0 mm
EL-0550.30.310	5,5mm	30°	310,0 mm
EL-0550.45.310	5,5mm	45°	310,0 mm
EL-0550.70.310	5,5mm	70°	310,0 mm
EL-0600.12.310	6,0 mm	12°	310,0 mm
EL-0650.00.310	6,5mm	0°	310,0 mm
EL-0560.30.310	6,5mm	30°	310,0 mm
EL-1000.00.310	10,0 mm	0°	310,0 mm
EL-1000.00.324	10,0 mm	0°	324,0 mm
EL-1000.00.450	10,0 mm	0°	450,0 mm
EL-1000.00.540	10,0 mm	0°	540,0 mm
EL-1000.30.225	10,0 mm	30°	225,0 mm
EL-1000.30.310	10,0 mm	30°	310,0 mm
EL-1000.30.324	10,0 mm	30°	324,0 mm

Available Directions of View Verfügbare Blickrichtungen

0°	
12°	
30°	
45°	



Die Laparoskopie bzw. Bauchspiegelung wird der minimal-invasiven Chirurgie (MIC) zugerechnet. Hierbei nimmt der Arzt mittels eines optischen Instruments Eingriffe innerhalb der Bauchhöhle vor.

The laparoscopy or abdominoscopy belongs in the category of minimally invasive surgery (MIS). Here, the doctor performs operations within the abdominal cavity by means of an optical instrument.



Scale: 1:3
Maßstab: 1:3

Article number Artikelnummer	Ø Diameter Ø Durchmesser	Direction of View Blickrichtung	Working Length Nutzlänge
EL-1000.30.350	10,0 mm	30°	350,0 mm
EL-1000.30.380	10,0 mm	30°	380,0 mm
EL-1000.30.450	10,0 mm	30°	450,0 mm
EL-1000.30.540	10,0 mm	30°	540,0 mm
EL-1000.45.310	10,0 mm	45°	310,0 mm
EL-1000.45.324	10,0 mm	45°	324,0 mm
EL-1000.45.450	10,0 mm	45°	450,0 mm
EL-1000.45.540	10,0 mm	45°	540,0 mm

Available Directions of View
Verfügbare Blickrichtungen

0°

30°

45°

70°

