

Skalowalny system Embletta

- Skalowalność od typu IV do typu I
- Możliwość rejestracji badań „Multi-Night”
- Ekran LCD umożliwia wpisanie danych pacjenta, przeglądanie przebiegów i ocenę jakości badania

- Funkcja autostartu badania na podstawie sygnału czujnika
- Dołączone oprogramowanie RemLogic
- Opcjonalny mikrofon o wysokiej jakości zapisu
- Moduł TX Proxy zapewnia bezprzewodowy dostęp do sygnału DC dodatkowych urządzeń (aparaty CPAP)

Embletta MPR

- Przepływ powietrza
- SpO2
- Ruch ciała
- Mikrofon (opcja)




Embletta MPR PG

- Ruchy oddechowe brzucha i klatki piersiowej
- Przepływ
- Chrapanie
- SpO2
- Tętno
- 1 x ExG
- Pozycja ciała
- Ruch ciała
- Mikrofon (opcja)




ST Proxy

- 2 x EEG
- 2 x EOG
- Bipolarne Chin EMG
- EKG
- 2 x EMG Nóg



ST+ Proxy

- 6 x EEG
- 2 x EOG
- Trzykanałowe EMG podbródka
- EKG
- 2 x EMG nóg



TX Proxy

- Ciśnienie różnicowe
- 6 x DC (-5/+5V)
- Oświetlenie pomieszczenia
- Możliwość rejestracji przepływu/ciśnienia/przecieku z maski z aparatów terapeutycznych ResMed



natus
neurology

Dystrybucja na terenie Polski:

MEDISOFT

www.medisoft.net.pl

tel. 22 852 30 96, 609 334 334