


G22S+

Monitor medyczny 2MP w skali szarości



Monitor medyczny 2MP w skali szarości


Monitor G22S+ to 2 megapikselowy monitor o wysokiej rozdzielczości (1600 x 1200 pikseli), dużej janości, bardzo wysokim kontraście i o szerokich kątach widzenia może być stosowany do różnych urządzeń medycznych i systemów obrazowania PACS.

Każdy monitor jest idealnie skalibrowany ze standardem DICOM, zapewniając prawidłowe i szczegółowe wyświetlanie obrazów medycznych. Wbudowany system stabilizacji podświetlenia może zapewnić stałą wydajność w długotrwałym użytkowaniu. Monitor G22S+ z podświetleniem matrycy w technologii LED cechuje bardzo wąska i smukła konstrukcja obudowy.

BEACON

Zastosowanie

- Radiografia Komputerowa / Radiografia bezpośrednia - CR / DR
- Tomografia komputerowa - CT
- Rezonans magnetyczny - MRI
- Rentgen - X-RAY
- Cyfrowa angiografia subtrakcyjna - DSA
- Obrazowanie spektrum dyfuzji - DSI



Specyfikacja techniczna



Wbudowane tryby wyświetlania wielu obrazów



System stabilizacji podświetlania matrycy



System adaptacyjny do warunków oświetleniowych



Oprogramowanie do kalibracji QA



Zgodność ze standardem DICOM

Model	G22S+
Rozmiar	21,3"
Głębokość koloru	4096 odcieni szarości
Rozdzielczość	1600 x 1200
Rozmiar piksela	0,270 x 0,270 mm
Jasność	1900 cd / m ²
Kontrast	1400 : 1
Kąty widzenia	176° pion / 176° poziom
Czas reakcji	20 ms
Wejścia sygnału	DVI-D: 24 pin DisplayPort: 20 pin VGA: D-Sub 15 pin
Wymiary	369 (Szer.) x 507 ÷ 627 (Wys.) x 235 (Głęb.) mm
Masa własna	9,2 kg
System montażu	VESA 100 x 100 mm
Zasilanie	DC 12 V
Pobór mocy	maksymalnie 37 W
Oszczędzanie energii	EPA, VESA
MTBF	> 50 000 godzin