

C22WT

Wielofunkcyjny, dotykowy monitor kliniczny 21,5"



Wielofunkcyjny, dotykowy monitor kliniczny 21,5"

Monitor jest w pełni zgodny ze standardem DICOM oraz rozdzielczością obrazu FullHD o panoramicznej proporcji obrazu. C22WT może pomóc lekarzom w dostępie do danych pacjenta w istniejących, dotąd nie wyposażonych w monitory środowiskach, podczas przeglądania różnych obrazów medycznych. Dzięki doskonałej, pojemnościowej nakładce dotykowej, monitor można obsługiwać przy pomocy dotyku palca, rękawiczek lub rysika umożliwiając tym samym C22WT funkcjonalność multi dotyku a także składanie w systemach odręcznych podpisów. Łatwość i prostota obsługi i przyjazny interfejs poprawia efektywność pracy lekarzy przez co podwyższa się zadowolenie pacjentów. Ultra cienka i płaska konstrukcja ułatwia utrzymanie monitora C22WT w czystości i ułatwia jego dezynfekcję. Powyższe aspekty wpływają korzystnie na trwałość i długi czas użytkowania monitora.

BEACON

Zastosowanie

- Ambulatoria
- Sale chorych
- Oddziały intensywnej terapii
- Oddziały kliniczne
- Służba zdrowia



Specyfikacja techniczna

Model	C22WT
Rozmiar	21,5"
Głębia koloru	16,7 Milionów
Rozdzielczość	1920 x 1080
Rozmiar pixela	0,248 x 0,248 mm
Jasność	250 cd / m ²
Kontrast	1000 : 1
Kąty widzenia	178° pion / 178° poziom
Czas reakcji	14 ms
Wejścia sygnału	DisplayPort: 20 pin DVI-D: 24 pin VGA: D-Sub 15 pin Audio: 3,5 mm jack stereo Głośniki: 5 W *2
Wymiary	523 (Szer.) x 376 (Wys.) x 179 (Głęb.) mm
Masa własna	6,0 kg
Standard montażu	VESA 100 x 100 mm
Zasilanie	AC 230 V / DC 12 V
Pobór mocy	maksymalnie 40 W
Oszczędzanie energii	EPA, VESA
MTBF	> 50 000 godzin Wsparcie dla multi dotyku i elektronicznej tablicy



Profesjonalne szkło ochronne



Wbudowane tryby wyświetlania wielu obrazów



System stabilizacji podświetlania matrycy



Zgodność ze standardem DICOM