

C23WP

Wielofunkcyjny monitor kliniczny 24"



Wielofunkcyjny monitor kliniczny 24"

Monitor z rozdzielczością obrazu FullHD o panoramicznej proporcji obrazu jest w pełni zgodny ze standardem DICOM. C23WP może pomóc lekarzom w dostępie do danych pacjenta w istniejących, dotąd nie wyposażonych w monitory środowiskach, podczas przeglądania i wybierania różnych obrazów medycznych. Ultra cienka i płaska konstrukcja oraz wysoki poziom bezpieczeństwa przy zastosowaniu szkła ochronnego ułatwia utrzymanie monitora C23WP w czystości i ułatwia jego dezynfekcję. Powyższe cechy wpływają korzystnie na trwałość i długi czas użytkowania monitora.

BEACON

Zastosowanie

- Ambulatoria
- Sale chorych
- Oddziały intensywnej terapii
- Oddziały kliniczne
- Służba zdrowia



Specyfikacja techniczna



Zgodność ze standardem DICOM



System stabilizacji
podświetlania matrycy




Wbudowane tryby wyświetlania
wielu obrazów



Profesjonalne szkło ochronne

Model	C23WP
Rozmiar	24"
Głębia koloru	1,07 Miliardów
Rozdzielczość	1920 x 1200
Rozmiar pixela	0,270 x 0,270 mm
Jasność	350 cd / m²
Kontrast	1000 : 1
Kąty widzenia	178° pion / 178° poziom
Czas reakcji	14 ms
Wejścia sygnału	DisplayPort: 20 pin DVI-D: 24 pin VGA: D-Sub 15 pin Audio: 3,5 mm jack stereo Głośniki: 5 W *2
Wymiary	576,15 (Szer.) x 388 (Wys.) x 63,2 (Głęb.) mm
Masa własna	7,0 kg
Standard montażu	VESA 100 x 100 mm
Zasilanie	AC 230 V
Pobór mocy	maksymalnie 45 W
Oszczędzanie energii	EPA, VESA
MTBF	> 50 000 godzin
Pozostałe	Profesjonalne szkło ochronne



- 1 VGA
- 2 DVI-D
- 3 DisplayPort
- 4 USB
- 5 Audio
- 6 Gniazdo zasilania
- 7 Włacznik zasilania

