



GREINER

WE DESIGN QUALITY

taxelo

Transport- und Mobilisationsstuhl
lounger for transport and mobilization

de en

made in Germany

Fahrgestell / Unterteil

300 mm Scheibenräder vorne und 125 mm Lenkrollen mit Totalfeststellern hinten (1). Die Sitz-/Einstieghöhe beträgt 46 cm.

Sitzflächenverstellung

Das Oberteil lässt sich durch Auslösehebel, die beidseitig unter den Armlehnen angebracht sind, verstellen. Das Oberteil lässt sich von -5° (2) bis 26° (3) stufenlos neigen und feststellen. Die Vorwärtsneigung um 5° dient als Ein- und Ausstiegshilfe. Bei 26° Neigung des Oberteils gelangt man in eine bequeme Relax- und Ruheposition.

Verstellung Beinauflage

Die Beinauflage ist über einen unter dem Sitz angebrachten Auslösehebel, oder einfach durch nach oben Ziehen, separat und stufenlos einstellbar (4).

Rückenlehne / Schubbügel

90 cm Rückenlehne für Patienten gleich welcher Größe ideal.

Der Schubbügel an der Rückenlehne ist groß dimensioniert, weich gummiert und dient zusätzlich als Stoßschutz. Er ist serienmäßig bei allen Modellen mit Inbegriffen (5) und ermöglicht ein einfaches Manövrieren des Stuhles.

Armauflagen

Die Armauflagen sind aus hochwertigem und weichem Integral Schaum gefertigt (6).

Fußstütze

Wahlweise mit oder ohne einem groß dimensionierten und gummierten Fußauftritt mit abgerundeter Stoßkante, der sich bei Belastung absenkt (7).

Reinigung

Alle Oberflächen sind wischdesinfizierbar und auf die hygienischen Anforderungen des Klinikbetriebs ausgelegt.

Zubehör

Das Zubehörprogramm (Seite 6-7) berücksichtigt alle Aspekte möglicher Einsatzgebiete (8).

(1)



(2)



(3)



(4)



taxelo

technical information

chassis / base

Front disc wheels of 300 mm and braked rear guide castors of 125 mm (1). The seat/entrance height is 46 cm (1).

adjustment of the seat

The backrest, armrests and the footrest of the chair can manually be reclined with the help of levers fixed on both sides under the armrests. The upper part can continuously be reclined from -5° (2) up to 26° (3) and fixed. The forward batter of 5° allows the patient to enter and exit the chair comfortably. With an inclination of 26° of the upper part a comfortable relax position can be reached.

adjustment of the legrest

With the help of a lever fixed underneath the seat, or simply by pulling the legrest up, it can easily and continuously be adjusted (4).

backrest / handle

With a length of 90 cm the backrest is ideal for every patient size. The handle at the backrest is large-dimensioned, softly gummed and also serves as shock protection. This handle allows an easy handling of the chair. Standard item for all models (5).

armrests

The armrests are made of high-class, soft integral foam (6).

footrest

Large-dimensioned and gummed footrest with rounded hem, that lowers when loaded, come as an option (7).

cleaning

All surfaces can easily be disinfected as they are meant for the hygienic use in hospitals.

accessories

A large range of accessories (pages 6-7) makes the use of this chair versatile (8).

Maße dimensions

Gewicht weight	43 kg
Sitzbreite seat width	47 cm
Sitztiefe seat depth	47 cm
Gesamttiefe overall depth	110 cm
Gesamthöhe overall height	137 cm
Ø Rollen vorne: Ø front castors	300 mm
Ø Rollen hinten: Ø rear castors	125 mm
Sitz-/Liegehöhe: seat height	46 cm
Gesamtbreite: overall width	65 cm
Liegefläche (Relaxposition) surface area of the reclined chair	173 cm
Maß Fußauftritt dimensions of footrest	20x30 cm
max. Patientengewicht max. patient weight	200 kg

(5)

(6)

(7)



taxelo

Ruhe- und Mobilisationsstuhl

Lounger for rest and mobilization



4

taxelo Art. Nr. 4270200 mit Zubehör Kopfpolster Art. Nr. 1446900
taxelo p/n 4270200 with accessory head bolster p/n 1446900



taxelo überwindet mit seinem Fahrgestell (300 mm Scheibenräder vorne und 125 mm Lenkrollen mit Feststeller hinten) problemlos Hindernisse, wie Türschwellen und kleine Absätze. In Verbindung mit dem weichgummierten Schiebebügel erfüllt **taxelo** alle Anforderungen, die Kliniken und Pflegeeinrichtungen an einen Transport- und Mobilisationsstuhl stellen. Das Oberteil lässt sich durch Auslösehebel, die beidseitig unter den Armlernen angebracht sind, verstellen. Nach vorne neigen lässt sich das Oberteil um 5°, das erleichtert den Ein- und Ausstieg des Patienten. Stufenlos lässt sich das Oberteil bis in eine bequeme Relaxlage bringen. Die Beinablage ist über einen unter dem Sitz angebrachten Auslösehebel, oder einfach durch nach oben Ziehen, separat und stufenlos einstellbar. In Verbindung mit der Sitzneigung kann die Beinablage von einer entlastenden Relaxposition bis zu einer 19° Beinhochlage eingestellt werden. With its special chassis (disc wheels of 300 mm and braked rear guide castors of 125 mm), **taxelo** easily traverses barriers such as thresholds and small platforms. In connection with its gummed handle, **taxelo** has all features clinics and homes expect a chair to have. The upper part of the chair can be reclined with the help of levers, fixed on both sides under the armrests. It may also be inclined forward by 5° allowing an easy entrance and exit. The upper part can be reclined steplessly into a relax position. The legrest can be adjusted continuously with the help of a lever, which is fixed underneath the seat, or simply by pulling it up. In connection with the seat inclination, the legrest can be adjusted from a relieving relax position up to a 19° elevated position of the legs.

taxelo

1

Optional gibt es **taxelo** mit einem groß dimensionierten, gummierten Fußauflritt, der ebenso wie **taxelo** selbst mit maximal 200 kg belastbar ist. **taxelo** is also available with a large gummed footrest which may also be loaded with a maximum weight of 200 kg.

taxelo Art.Nr. 4270210 mit Zubehör Kopfpolster Art.Nr. 1446900
taxelo p/n 4270210 with accessory head bolster p/n 1446900

Zubehör **accessories**

- 1 Kopfpolster** standard, verschiebbar und abnehmbar
head bolster standard, shiftable and removable
Art.Nr. p/n 1446900
- 2 Infusionsständer**, mit Halter, höhenverstellbar (links montiert)
infusion bar, with holder, height adjustable (mounted on the left)
Art.Nr. p/n 4273200
- 3 Patiententisch**, Kunststoff, desinfektionsmittelresistent, zum Festklemmen an den Armauflagen
patient table, plastic, disinfectant-proof, fixed to the armrests
Art.Nr. p/n 4462500
- 4 Urinbeutelhalter** (rechts montiert)
holder for urine bag (mounted on the right)
Art.Nr. p/n 4271300



taxelo Art.Nr. 4270210 mit Zubehör
taxelo p/n 4270210 with accessories



taxel o



GREINER

GREINER GmbH

Riedbachstraße 5 D-74385 Pleidelsheim
Phone +49-7144-8112-0 Fax +49-7144-8112-99
info@greiner-gmbh.de www.greiner-gmbh.de

WE DESIGN QUALITY

made in Germany

de en

