

STEAMJET®



5 min

Całkowity czas procesu dla narzędzi luzem wynosi zaledwie 5 minut (dla opakowanych - 15 minut). Tak krótki czas sterylizacji umożliwia przygotowanie narzędzi na bieżąco oraz wydłuża ich czas eksploatacji.

3 LATA GWARANCJI

24⁷ SERWIS



STEAMJET®



3 LATA GWARANCJI

24⁷ SERWIS

Wszystkie autoklawy STEAMJET® są objęte pełną 3-letnią gwarancją w systemie on-site. Serwis ENBIO realizuje zgłoszenia gwarancyjne 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.



Program	NARZĘDZIA NIEOPAKOWANE	NARZĘDZIA OPAKOWANE	WŁASNA KONFIGURACJA
Temperatura procesu	134°C	134°C	115-140°C
Ilość próżni wstępnych	3	3	0-5
Czas sterylizacji	5 min	6 min	2-30 min
Czas suszenia	-	7 min	0-15 min
Całkowity czas procesu	7 min	15 min	-



Frakcjonowana próżnia wstępna

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	230V/50 Hz
Moc zainstalowana	2500 W
Maksymalny pobór prądu	15 A
Ciśnienie robocze	2,1 bar
Ciśnienie maksymalne	2,5 bar
Maksymalna temperatura procesu	140°C
Objętość komory procesowej	2,5 dm³
Wymiary komory procesowej (LxWxH)	292x192x45 mm
Wymiary zewn. urządzenia (LxWxH)	532x252x155 mm
Masa	12 kg
Stopień ochrony	IP20
Archiwizacja danych procesu	USB Drive



Duży ekran dotykowy zapewnia łatwą i intuicyjną obsługę. Oprócz podstawowych funkcji, możliwe jest skonfigurowanie własnego programu sterylizacji.

Przebieg procesu prezentowany jest w formie graficznej, z informacją na temat pozostałego do końca czasu, temperatury i ciśnienia.



Enbio Technology Sp. z o.o.
ul. Maszynowa 32, 80-298 Gdańsk
T. +48 58 761 96 30, info@enbiogroup.eu
www.enbiogroup.eu

STEAMJET®



Autoklaw do narzędzi



enbio®

www.enbiogroup.eu

enbio®



kompaktowy

bardzo cichy

błyskawiczny

Sterylizacja zawsze pod ręką.

Kompaktowa konstrukcja, niewielkie wymiary i niezwykle cicha praca pozwalają użytkować autoklaw STEAMJET bezpośrednio w gabinecie. Błyskawiczny proces sterylizacji sprawia, że każde narzędzie które jest akurat potrzebne, można wysterylizować od razu.