

TWEEGY[®]



PROMOTAL[®]

TWEEGY®

Tweegy is the simplest transfer chair ever designed.

Small, slot-in and very simple to use, Tweegy is the solution that facilitates your transfers and eases the organisation for all. Having visited more than 50 health establishments, Promotal concentrated on designing a transfer chair adapted and adaptable to the needs of both staff and patients. Entirely configurable and accessorizable, the Tweegy evolves and will evolve with your needs!

Tweegy, make it easy!



ERGONOMY

- Easier handling with accessories directly integrated into the chair
- No need to lean down thanks to action zones placed in the correct places
- Seat back and seat recline designed for optimal patient comfort
- Vertical handles for all morphology types
- Centre of gravity to the rear for easier manoeuvring



ECONOMY

- Stackable enabling space gains of up to 48%
- Versatile product thanks to a wide range of accessories that can be added now or later
- Eco-responsible chair that can be transported dismantled (volume divided by 2 for transport)
- Development in collaboration with a team of designers for a timeless aspect
- Solid, durable materials
- Non structural upholstery (available as an accessory)



SAFETY

- Simple, fast identification by service (by colours or letters)
- Intuitive braking system
- Perfect hygiene thanks to flat or tubular surfaces that avoid dust retention
- Removable foot and arm rests for simple access and exit
- Ease of access and exit from the chair thanks to the 52cm seat

AVAILABLE COLORS



TWEEGY®

Watch our video



REF. 50141-01
COMFORT PACK
(ADHESIVE
UPHOLSTERY
+ HEADREST)

COIN LOCK
RÉF. 30147-01
FOR 1 EURO COIN
RÉF. 30147-10
FOR TOKENS
(10 TOKENS INCLUDED)
RÉF. 30147-20
SET OF 10 TOKENS

RÉF. 50149-01
INTEGRATED
ADJUSTABLE
LEG RESTS (X2)


RÉF. SP-TWEEGY
LETTERING

RÉF. 50143-01
HARNES

RÉF. 50142-01
DOCUMENT
HOLDER

RÉF. 50145-01
BOTTLE HOLDER
(Ø MAX. 120MM)

RÉF. 50148-10
ROTATIVE IV POLE




TWEEGY 50140-01

GROSS WEIGHT :
48 kg

NET WEIGHT :
40 kg

VOLUME :
0,46 m³



TWEEGY®



www.promotal.com

22 rue de Saint-Denis-de-Gastines - 53500 Ernée, FRANCE
Téléphone : + 33 (0)2 43 05 17 76
Fax : + 33 (0)2 43 05 72 00

